

顯微鏡

位置	品牌機型	功能	螢光濾片規格		物鏡	影像系統	軟體	開放使用規則	備註	聯絡人
第二共 研	Zeiss Axio Observer 7 倒立	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 LED <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input checked="" type="checkbox"/> DIC <input checked="" type="checkbox"/> 其他 活細胞培養系統 ，電動Z軸	DAPI FITC Rhod Alexa 594 CY5	450/40 525/50 605/70 641/75 690/50	10X/0.3 20X LD/0.4 40X LD/0.6 20X /0.8 40X /0.95 63X oil/1.4	Teledyne Photometrics PRIME BSI 420萬Cooling 單色 sCMOS	ZEN v3.3	定期開課，考試 委託操作		孫芸鈺 林容璋 何輝泓 張含眉 #63206
	Zeiss LSM 510 META 正立	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 105w <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input type="checkbox"/> 相位差 <input checked="" type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	DAPI FITC Rhod CFP YFP C/Y FRET	445/20 540/50 575~640 480/40 535/30 535/50	10x/0.3 20x/0.5 40x water/1.2 63x oil/1.4 100x oil/1.4	正立 Confocal	LSM	委託操作		
	Leica SP8X 正立	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 120w <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input type="checkbox"/> 相位差 <input checked="" type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	DAPI FITC Rhod	460/50 525/50 585/40	5X/0.15 10X/0.4 20X/0.75 40X oil/1.3 63X oil/1.4 63X glyc/1.3 100X oil/1.4	正立 Confocal	LAS X	委託操作		
	Zeiss LSM 880 倒立	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 120w <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input type="checkbox"/> 相位差 <input checked="" type="checkbox"/> DIC <input checked="" type="checkbox"/> 其他 活細胞培養系統	DAPI FITC Rhod	445/50 525/50 605/70	5X/0.16 10X/0.45 20X/0.8 40X oil/1.3 63x oil/1.4 100X oil/1.4	倒立 Confocal	ZEN	委託操作		
	TissueGnostics TissueFAXS 正立	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 LED <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	DAPI FITC Rhod CY5	410-460 495-545 565-625 650-770	2.5X/0.085 5X/0.16 10X/0.45 20X/0.5 40X/0.75	玻片掃描系統 Pixellink M4 彩色相機 Hamamatsu Orca Flsah4.0 sCMOS camera 單色相機	TissueFAXS StrataQuest	委託操作		
	Zeiss Axiophot2 正立	<input type="checkbox"/> 螢光 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	無	無	10X/0.3 20X/ 40X/0.75 100X oil/1.3	Optronics MicroFire	PictureFrame	自行操作， 需與技術人員聯絡 教用		
	Zeiss	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 120w	DAPI	460/50	5X/0.15	Canon	無	Culture room 觀察	聯絡人:	


顯微鏡

	Axiovert A1 倒立	<input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	FITC Rhod	535/40 605/55	10x/0.25 20x LD/0.35 40x LD/0.6	EOS 700D 1800萬彩色CMOS		用	劉貞 #65760
	LEICA MZ FLIII 螢光解剖 顯微鏡	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	GFP		Zoom 0.8~10x	LEICA MC190 HD	無	顯微影像核心 內部自用	
第三共 研	LEICA DM IL 倒立	<input type="checkbox"/> 螢光 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	無	無	10x/0.2 20/0.3 40/0.5	無	無	Culture room 觀察 用	
	EVOS FL Auto 倒立	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他: 電動Z軸, 活細胞培養系統	DAPI GFP TxRed	447/60 510/42 624/40	4x/Ph/LD/0.13 20x/Ph/LD/0.4 40x/CC/0.75 60x/LD/0.75 100x/oil/1.28	Dual camera (monochrome CCD and color)	EVOS FL Auto software	Culture room 觀察 用	
	EVOS FLc 倒立	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	GFP RFP	510/42 593/40	4x/Ph/LD/0.13 10x/Ph/LD/0.25 20x/Ph/LD/0.4	Color CCD	EVOS FLc software	Culture room 觀察 用	
	LEICA DMRA 正立	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 100W <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	FITC TRITC DAPI/FITC/P	BP535/50 BP610/75 Chroma set 61001	5x/0.15 10x/0.4 20x/0.7 40x/0.75	LEICA DFC 490 800萬彩色CCD		定期開課	
	LumaScope	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 20W <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	DAPI GFP mCherry	429-462nm 502-561nm 612-680nm	4x/0.13 20x/0.5 40x/0.6	1200*1200 Camera	lumaview	定期開課	
第六共 研	NIKON TS100 倒立	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 50W <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	B-2A G-2A	LP 520 LP590	4x/0.13 20x/0.45 LD 40x/0.6 LD	NIKON DS-5M-L2 524萬 黑白CCD		Culture room 觀察 用	王聲耀 #63177

歐陽璞
#65725

顯微鏡

W1	NIKON Eclipse-Ti2 倒立	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 100W <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	DAPI FITC TRITC	460/50 535/40 610/75	4x/0.13 20x/0.5 LD 40x/0.75 LD	NIKON DS-Ri2 1600萬 彩色CCD	NIS-Elements D	Culture room 觀察 用		7703111
第七共 研	OLYMPUS BX-51 正立	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 100W <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	U-MWU2 _(DAPI) U-MWB2 _(GFP) U-MWG2 _(Rhod)	LP420 LP520 LP590	4x/0.13 10x/0.3 20x/0.5 40x/0.75 100x/1.3 oil	Olympus DP72	Olympus cellSens	定期開課		黃思璇 #63162
	OLYMPUS IX-71 倒立	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 100W <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	U-MWU2 _(DAPI) U-MWB2 _(GFP) U-MWG2 _(Rhod)	LP420 LP520 LP590	4x/0.13 10x/0.25 20x/0.4 40x/0.6 LD	Olympus DP80	Olympus cellSens	定期開課		
	OLYMPUS CKX-41 倒立	<input type="checkbox"/> 螢光 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	無	無	4x/0.13 10x/0.25 20x/0.4 40x/0.55	無	無	Culture room 觀察 用	2台	
	OLYMPUS CX-41 正立	<input type="checkbox"/> 螢光 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	無	無	4x/0.1 10x/0.25 40x/0.65 100x/1.25 oil	無	無		1台	
	NIKON TS100 倒立	<input type="checkbox"/> 螢光 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	無	無	4x/0.13 10x/0.25 40x/0.6 LD	無	無	動物細胞操作室觀 察用	1台	
	ImageXpress NANO	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 LED光源 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	DAPI FITC TRITC Texas Red Cy5	447/60 nm 525/45 nm 593/40 nm 624/40 nm 692/40 nm	2X/NA 0.1 4X/NA 0.2 10X/NA 0.3 20X/NA 0.4 40X/NA 0.6	CMOS >400萬畫素	MetaXpress Software	委託操作	1台	
	NIKON 80i	<input type="checkbox"/> 螢光 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC	無	無	4x/0.1 10x/0.3 20x/0.5 40x/0.75	照相系統	無	定期開課	貴儀室	



顯微鏡

第八共研	正立	<input type="checkbox"/> 其他			100x/1.25 oil					
	NIKON TS100	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 LED固態光源 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	B-2A G-2A DAPI	520 LP 590 LP BP435~485	4x/0.13 10x/0.3 20x/0.45 LD 40x/0.6 LD	Media cybernetics Evolution VF 140萬cool 單色CCD	QCapture Pro 6.0	Culture room 觀察 用	左間細 胞室	于家城 #63483 洪煜堃 #63480
	倒立	<input type="checkbox"/> 其他								
	LEICA DMi8	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 LED固態光源 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	DAPI FITC TxR	EX:375/28 EM:460/50 EX:480/30 EM:535/40 EX:560/40 EM:635/60	5x/0.12 10x/0.3 20x/0.4 40x/0.6	PCO edge 4.2 bi 400萬 單色sCMOS	VisiView	定期開課	右間細 胞室	
	倒立	<input type="checkbox"/> 其他								
細胞治 療中心	OLYMPUS CKX-41	<input type="checkbox"/> 螢光 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	無	無	4x/0.13 10x/0.25 20x/0.4 40x/0.55	無	無	Culture room 觀察 用	4台	
	倒立	<input type="checkbox"/> 其他								
	ZEISS Axio Vert.A1 FI	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 100w <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input checked="" type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	DAPI FITC TRITC/PI	460/50 535/40 620/60	5x/0.15 10x/0.25 20x/0.4 LD 40x/0.6 LD	Photometrics AxioCam ICm1 and Fluoresc 140萬cooling 單色CCD	Axio Vision Fluorescence Lite Rel 4.8	操作室3觀察細胞用	1台	李昇憲 #67834
	倒立	<input type="checkbox"/> 其他								
細胞治 療中心	OLYMPUS CKX53	<input checked="" type="checkbox"/> 螢光 LED <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	U-FUW _(DAPI) U-FBW _(GFP) U-FGW _(Rhod)	LP420 LP520 LP590	10x/0.3 20x/0.45 40x/0.6	Olympus DP28	Olympus cellSens	品管室觀察細胞用		李昇憲 #67834
	倒立	<input type="checkbox"/> 其他							一台	
細胞治 療中心	OLYMPUS SZ61	<input type="checkbox"/> 螢光 <input checked="" type="checkbox"/> 明視野 <input type="checkbox"/> 相位差 <input type="checkbox"/> DIC <input type="checkbox"/> 其他	無	無	6.7X~45X	OSTEC HW1200	OSTEC KoPa	品管室觀察細胞用		李昇憲 #67834
	解剖	<input type="checkbox"/> 其他							一台	

微盤分析儀(ELISA)

共研別	中文名稱	廠牌/型號	吸收光 /波長nm	螢光 /波長nm	冷光	Microplate	備註	聯絡人
二共	全光譜酵素免疫分析儀	BIOTEK /Epoch 2	200 to 999	無	無	6-, 12-, 24-, 48-, 96-, and 384孔盤		劉貞 #65760
三共	多功能酵素免疫光學分析儀	Molecular Devices/Spectra Max i3x	230-1000	250-850	可	6-, 12-, 24-, 48-, 96-,384-, and 1536孔盤	可偵測TRF	歐陽璞 #65725
六共	全波長光譜分析儀	Thermo Scientific/Multiskan GO	200-1000	無	無	96-, and 384孔盤		王聲耀 #63177
七共	微盤式閃爍冷光分析儀	PerkinElmer/Top-count	無	無	可	24 and 96孔盤	同位素核種可偵測 ³ H(使用須事先申請,並有合格同位素操作訓練)	黃思璇 #63162
七共	酵素免疫微量計數器	Molecular Devices/SpectraMax M5	200 to 999	一般螢光(250-850) 時差式螢光(250-850) 偏極化螢光(300-750)	可	6-, 12-, 24-, 48-,96, and 384孔盤 & cuvette		黃思璇 #63162
八共	多功能全波長微盤光學暨影像分析儀	TECAN/Spark 10M	200-1000	激發光範圍：230-900nm, 散射光範圍：280-900nm	可	6-, 12-, 24-, 48-, 96-, and 384孔盤， 另有可一次偵測16個核酸樣品的石英盤	使用冷光須先請廠商設定白盤資料，尚未設定過請提供白盤資料給管理人員。	洪煜堃 #63480

螢冷光分析儀

共研別	中文名稱	廠牌/型號	可檢測模式	解析度像素	檢測範圍	曝光時間	影像格式及分析模式	聯絡人
二共	螢冷光影像分析儀	UVP BioSpectrum 810	化學冷光 螢光 可見光	3296 x 2472 um 810萬畫素	17 x 13 cm	0.001 s - 2 h	SQV、TIF、JPG、AVI 1D膠片分析模式 菌落計數模式 核酸蛋白質定量分析	劉貞 #65760
六共	冷光影像分析儀	GE /LAS4000	化學冷光 可見光	3072 x 2048 um 630 萬畫素	21 x 14 cm	0.01 s - 30 h	TIF、GEL 1D膠片分析模式 菌落計數模式 陣列分析模式	王聲耀 #63177
七共	自動冷光影像擷取系統	Thermofisher iBright CL1500	化學冷光 可見光	910 萬畫素	22.5 x 18 cm	0.01 s - 30 h	TIF、GEL 1D膠片分析模式 菌落計數模式 陣列分析模式	黃思璇 #63162
八共	螢冷光影像分析儀	UVP BioSpectrum 810	化學冷光 螢光 可見光	3296 x 2472 um 810萬畫素	17 x 13 cm	0.001 s - 2 h	SQV、TIF、JPG、AVI 1D膠片分析模式 菌落計數模式 核酸蛋白質定量分析	于家城 #63483 洪煜堃 #63480

即時聚合酶連鎖反應器

共研別	中文名稱	廠牌/型號	上機孔盤	光源/偵測波長	適用方法	費用	Software	聯絡人
二共	溫度梯度聚合酶連鎖反應器	Bio-rad/ CFX Connect	96 well	LED/450 ~ 580nm	SYBR Green I, FAM	60元/2.5小時	Bio-rad CFX Manager 3.1	陳家怡 #63270
三共	即時聚合酶連鎖反應器	Thermo Fisher Scientific/ QuantStudio™ 7 Flex System	96 well 96 well fast Taqman Array Card	white LED/ Blue: Ex:470/15 Em:520/15 Green: Ex 520/10, Em:558/12 Yellow: Ex 549.5/10, Em: 586.5/10 Orange: Ex:580/10, Em: 624/14 Red: Ex:640/10, Em: 682/14 Deep Red: Ex: 662/10, Em:711/12 已校正的螢光為:FAM™, SYBR® SYTO®9 (MeltDoctor™)	SYBR, Primer-Probe Detection, Multiplex Real Time PCR	100元/盤	QuantStudio™ Real-Time PCR Software	歐陽璞 #65725
七共	即時聚合酶連鎖反應器	ABI/ 7900HT, Fast system	96 well & TaqMan @ Low Density Array	488 nM (argon-ion laser)/ 500~660nm	SYBR, Primer-Probe Detection	100元/盤	上機: SDS v2.3 分析: RQ manager	黃思璇 #63162
	溫度梯度核酸即時定量 PCR	BIO-RAD CFX Connect	96 well	450-495nm (LED Lamp)/515-580nm	SYBR Green , TaqMan system	60元/盤	Bio-Rad CFX Manager 3.1	
九共	溫度梯度核酸即時定量 PCR	QuantStudio 5 Dx	96 well	450-680 nm(Excitation)/500-730 nm(detection range)	SYBR, FAM, SYBR, VIC, ABY, NED, TAMRA, JUN, ROX, Mustang Purple, and Cy5	-----	Integrated tools to assist with 21 CFR Part 11 compliance	李昇憲 #67834

流式細胞儀

共研別	廠牌/型號	Laser	Emission Filter (nm)	Autosampler	Software	費用*	聯絡人
三共	BD LSR II	488 nm (4色)	488 / 10 for SSC 530 / 30 575 / 26 695 / 40 780 / 60	No	FACSDiva ; FlowJo (離線分析)	委託操作，250元/時； 自行操作，100元/時。	黃裕文 #65726 莊琬竹 #65726
		633 nm (3色)	670 / 30 730 / 45 780 / 60				
		405 nm (5色)	450 / 40 525 / 50 610 / 20 710 / 50 780 / 60				
		355 nm (2色)	Side population analysis: 450 / 50 670 / 14				
			Multicolor analysis: 450 / 50 530 / 30				
	Spare filters (依使用者需要 由管理人員進行抽換與設 置) 405 / 20 585 / 42 610 / 20						
三共	Thermo Fisher Attun	488 nm (2色)	488 / 10 for SSC 530 / 30	No	Attune™ NxT Software ;	委託操作，300元/時； 自行操作，150元/時。	黃裕文 #65726

流式細胞儀

			695 / 40		FlowJo (離線分析)	【small particles分析實驗則需加收儀器前置處理耗材費 (含Filter+ debubble buffer), 600元/次。】	莊琬竹 #65726
		637 nm (3色)	670 / 14 720 / 30 780 / 60				
		405 nm (6色)	450 / 40 525 / 50 610 / 20 660 / 20 710 / 50 780 / 60				
		561 nm (3色)	585 / 16 620 / 15 780 / 60				
			Spare filters (依使用者需要 由管理人員進行抽換與設 415DLP 405 / 10 可偵測Violet SSC				
三共	BD FACSVerser	488 nm (4色)	488 / 15 for SSC 527 / 32 586 / 42 700 / 54 783 / 56	Yes	FACSuite	100元/時	歐陽璞 #65725
		640 nm (2色)	660 / 10 783 / 56				
七共	BD FACSCalibur	488 nm (2色)	530 / 30 for SSC 585 / 42 670 LP	No	Cell Quest Pro	100元/時	黃思璇 #63162
		635 nm (1色)	661 / 16				

流式細胞儀

七共	BD FACSLyric	488 nm (4色)	488 / 15 for SSC 527 / 32 586 / 42 700 / 54 783 / 56	No	FACSuite; Flowjo (離線分析)	委託操作，200元/小時 自行操作，100元/小時	蔡靜儀 #63299
		640 nm (3色)	660 / 10 720 / 30 783 / 56				
		405 nm (5色)	448 / 45 528 / 45 606 / 36 715 / 50 755LP				
八共	BD FACSVerser	488 nm (4色)	488 / 15 for SSC 527 / 32 586 / 42 700 / 54 783 / 56	Yes	FACSuite	100元/時	洪煜堃 #63480
		640 nm (2色)	660 / 10 783 / 56				
九共	BD FACSCalibur	488 nm (3色)	530 / 30 585 / 42 > 650 nm	No	Cell Quest	無，buffer自備	李昇憲 #67834

* 費用依目前FACSFlow廠商售價與各機台實際使用情形計算，每次付費為一桶之整數倍。

高速離心機與超高速離心機轉子規格

廠牌：Beckman Coulter	ROTOR TYPE		OPTIMAL SPEED (2018-2019)	Capacity	Year of manufacture	共研別
<p style="text-align: center;">高速離心機 (Avanti JXN-26)</p>	Fixed angle	JA-10	10,000 RPM	6 x 500 mL	2015	第七共研
		JLA-10.500	10,000 RPM	6 x 500 mL	2017	第二共研
		JA-14	12,000 RPM	6 x 250 mL	2006	第六共研
		JA-14.50	14,000 RPM	16 x 50 mL	2016	第六共研
		JA-18.1	18,000 RPM	24 x 1.8 mL	2016	第八共研
		JA-20	18,000 RPM	8 x 50 mL	2006	第六共研
		JA-20.1	18,000 RPM	32 x 15 mL	2005	第六共研
		JA-25.15	25,000 RPM	24 x 15 mL	2016	第八共研
		JA-25.15	25,000 RPM	24 x 15 mL	2017	第二共研
		JA-25.50	25,000 RPM	8 x 50 mL	2016	第八共研
		JA-25.50	25,000 RPM	8 x 50 mL	2015	第七共研
		JA-25.50	25,000 RPM	8 x 50 mL	2012	第二共研
		JLA-16.250	16,000 RPM	6 x 250 mL	2015	第七共研
		JLA-16.250	16,000 RPM	6 x 250 mL	2012	第二共研
<p style="text-align: center;">超高速離心機 (Optima XPN-100)</p>	Fixed angle	Type 25	23,000 RPM	100 x 1.0 mL	2000	第二共研
		Type 70 Ti	70,000 RPM	8 x 39 mL	2017	第二共研
		Type 90 Ti	80,000 RPM	8 x 13.5 mL	1995	第二共研
		Type 100 Ti	100,000 RPM	8 x 6.8 mL	2015	第七共研
		Type 100 Ti	90,000 RPM	8 x 6.8 mL	2000	第二共研
	Swinging Bucket	SW 28	26,000 RPM	6 x 38.5 mL	2021	第六共研
		SW 41 Ti	41,000 RPM	6 x 13.2 mL	2014	第二共研
		SW 41 Ti	41,000 RPM	6 x 13.2 mL	2015	第七共研
		SW 55 Ti	55,000 RPM	6 x 5 mL	2014	第二共研

高速離心機與超高速離心機轉子規格

連絡人：

第二共研 -- 劉 貞小姐 (分機65760)

第六共研 -- 王聲耀先生 (分機63177)

第七共研 -- 黃思璇小姐 (分機63162)

第八共研 -- 洪煜堃小姐 (分機63480)

石蠟切片機

共研別	廠牌型號	規格說明
二	Leica RM 2125RT	自備刀片
三	Leica MULTICUT	自備刀片
八	Leica RM 2245	自備刀片

冷凍切片機

共研別	廠牌型號	規格說明
二	Leica CM 3050S	提供holder，拋棄式刀片自備，有防捲片
三	Leica CM 3050S	提供holder，拋棄式刀片自備，有防捲片
八	Leica CM 1860	提供holder，拋棄式刀片自備，無防捲片