


## 尿液塑化劑檢驗收集方法

### The Urine of Phthalate Analysis Collecting Methods

◎ 尿液塑化劑檢驗收集方法：

1. 用尿杯接取中段尿液。(前段尿液請先排掉)。
2. 將尿液倒入棕色尿液收集瓶中，約 15 毫升 (八分滿)。



棕色尿液  
收集瓶

◎ 注意事項：

1. 尿液採檢後，請盡速於兩小時內送達檢體受理處。
2. 若尿液檢體無法即時送至受理處時，請將尿液置於 4°C 冰箱保存。
3. 檢體請送至台大醫院總院，分院不代收檢體。

\* 若有相關疑問，請詢問毒/藥物鑑定暨檢驗中心 (FTCT)

( 02 ) 23123456 轉分機 88879

◎ Collecting methods for the urine of phthalate analysis:

1. Collect the urine with urine cup in the middle of urination. (Please eliminate the urine at beginning).
2. Pour the urine into brown urine collecting bottle until 15 mL. (80% full)

◎ NOTE

1. Deliver your urine sample to the SCC within two hour of collection.
2. If your urine specimen cannot delivered to SCC, please store the sample in a refrigerator at 4°C.
3. Please deliver your urine sample at NTUH. Another branch of NTUH would not receive.

\* For any questions, please call the Forensic and Clinical Toxicology Center (FTCT) for inquiry: ( 02 ) 23123456 ext 88879

參考 NTUH.FTCT.UR-phthalate-01 版