

臺大醫院檢驗醫學部檢體收集容器申請表

檢驗醫學部東址檢體受理處供應之容器：

TEL：265391

	品名	單位	申請數量	實發數量
1	PTT. PT 真空採血管(血凝，Hb 電泳檢查) 小兒用	支		
2	COVID 抗原快篩	支		
3	全天尿液收集袋-含藥(Catecholamines, VMA, 17-KS 檢查)	個		
4	全天尿液收集袋-不含藥	個		
5	披衣菌抗原檢查用玻片	片		
6	HLA(大黃頭管)	支		
7	Rota 附挖勺無菌罐	個		
8	細菌檢查用糞便培養採集罐	個		
9	ESR 試管	支		
10	深藍頭「紅」標管	支		
11	深藍頭「紫」標管	支		
12	流感快篩	支		

P. S. 原則上以正常上班時間受理申請，非特殊狀況不受理急件申請，請預先做好庫存管理，並避免囤積，以免容器過期。本表單一式兩份，申請單位與檢醫部各執一份。

申請日期：

申請單位：

護理長：

臺大醫院檢驗醫學部檢體收集容器申請表

113.07.30 版 檢管組

檢驗醫學部東址檢體受理處供應之容器：

TEL：265391

	品名	單位	申請數量	實發數量
1	PTT. PT 真空採血管(血凝，Hb 電泳檢查) 小兒用	支		
2	COVID 抗原快篩	支		
3	全天尿液收集袋-含藥(Catecholamines, VMA, 17-KS 檢查)	個		
4	全天尿液收集袋-不含藥	個		
5	披衣菌抗原檢查用玻片	片		
6	HLA(大黃頭管)	支		
7	Rota 附挖勺無菌罐	個		
8	細菌檢查用糞便培養採集罐	個		
9	ESR 試管	支		
10	深藍頭「紅」標管	支		
11	深藍頭「紫」標管	支		
12	流感快篩	支		

P. S. 原則上以正常上班時間受理申請，非特殊狀況不受理急件申請，請預先做好庫存管理，並避免囤積，以免容器過期。本表單一式兩份，申請單位與檢醫部各執一份。

申請日期：

申請單位：

護理長：