台大醫院檢驗醫學部生化檢驗組24小時尿液採檢須知

24小時尿液採集因檢驗項目不同,目前共有兩種採集方式,請您詳細閱讀以下採檢說明,配合收集您的24小時尿液,收集完畢後請直接目視尿袋上之刻度並記錄您的尿總量。 收集24小時尿液過程中,在採集尿液前三天至尿液收集完畢,請勿飲用咖啡及茶;其餘不受任何限制,如服藥等。

若您的檢驗項目為VMA、Catecholamine、17-KS時:

- 1. 請使用本院抽血報到處發放之24小時尿液收集袋收集尿液,此尿液收集袋 上應貼有『24小時尿液收集袋注意事項』貼紙。尿液收集袋內含防腐劑藥 物(Na₂S₂O₅及EDTA・2Na),請勿移作他用。
- 2. 建議收集24小時尿液的時間是從某一定時間點(例如早上8點鐘)開始, 到隔天同樣的時間點(例如早上8點鐘)為止,共計24小時。
- 3. 女性月經期間請勿採檢。
- 4. 開始收集尿液之第一天某一定時間點(例如早上8點鐘)無論您是否有尿意,都需先解光第一泡尿,注意此時的尿液不要收集,請直接丟棄。
- 5. 從第二泡尿開始後的所有尿液,都要收集至尿液收集袋,不可有遺漏。
- 6. 開始收集尿液之後的尿液收集袋請保存於冰箱冷藏(2-8℃),要收集尿液時再取出收集即可。請持續收集尿液至隔天同樣的時間點(例如早上8點鐘),此次隔天同樣的時間點(例如8點鐘)的尿液,無論您是否有尿意,都請解出,此時的尿液必須要留(這樣才會有共計24小時的尿液)。
- 7. 收集好的24小時尿液,請混合均勻後將尿液倒入無菌罐約40ml(尿液收集袋內剩餘的 尿液,請自行丟棄),請在無菌罐的姓名標籤空白處,紀錄24小時尿液總量。
- 請儘速在檢體受理時間內送回檢醫部門診檢體受理處收件。

若您的檢驗項目為其他24小時尿液檢驗項目時:

(如Urine UN, Cr, Na, K, Ca, Osmolality......等)

- 請使用本院抽血報到處發放之24小時尿液收集袋(不含防腐劑)收集24小時尿液,尿液收集袋請勿移作他用,也不可使用含有防腐劑的收集袋收集,以免檢驗結果不準確。
- 建議收集24小時尿液的時間是從某一定時間點(例如早上8點鐘)開始, 到隔天同樣的時間點(例如早上8點鐘)為止,共計24小時。
- 3. 女性月經期間請勿採檢。
- 4. 開始收集尿液之第一天某一定時間點(例如早上8點鐘)無論您是否有尿意,都需先解光第一泡尿,注意此時的尿液不要收集,請直接丟棄。
- 5. 從第二泡尿開始後的所有尿液,都要收集至尿液收集袋,不可有遺漏。
- 6. 開始收集尿液之後的尿液收集袋請保存於冰箱冷藏(2-8℃),要收集尿液時再取出收集即可。請持續收集尿液至隔天同樣的時間點(例如早上8點鐘),此次隔天同樣的時間點(例如8點鐘)的尿液,無論您是否有尿意,都請解出,此時的尿液必須要留(這樣才會有共計24小時的尿液)。
- 7. 收集好的24小時尿,請混合均勻後將尿倒入圓底尿管約10ml (尿液收集袋內剩餘的尿液,請自行丟棄),請在圓底尿管的姓名標籤空白處,紀錄24 小時尿液總量。
- 8. 請儘速在檢體受理時間內送回檢醫部門診檢體受理處收件。