

# 糞便鈣衛蛋白檢體採集注意事項

			
<p><b>步驟 1：</b> 使用糞便鈣衛蛋白專用收集管</p>	<p><b>步驟 2：</b> 糞便須盡量避免沾到水、尿液</p>	<p><b>步驟 3：</b> 將糞便收集管的蓋子旋開，用挖勺挖糞便，糞便蓋滿勺子口(約一個拇指大)即可，請勿取量過多</p>	<p><b>步驟 4：</b> 將糞便挖勺放回空管</p> <p><b>步驟 5：</b> 將蓋子旋緊，儘快送回台大醫院</p>

## 其他注意事項：

- 水便或太過堅硬的糞便可能會干擾檢驗，水便建議盡量採取有固態部分的糞便送檢。



- 採集後請盡速送回台大醫院檢驗醫學部檢體受理處，若當天無法送檢，請冰存於 2-8°C 冰箱冷藏，不要超過 3 天。